

Załącznik 5 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR ZOZ-04\_16

Opis do procedury przelewania (transfilling) związku metaloorganicznego DMCD pomiędzy specjalistycznymi pojemnikami (bubblernami):

- a. Wszystkie płynne prekursorry są przelewane w specjalnych, dedykowanych kabinach przelewowych wykonanych ze stali nierdzewnej, które są zaprojektowane tak, aby zminimalizować wszelkie zanieczyszczenia środowiska / All liquid precursors are transfilled in special, dedicated stainless steel transfilling cabinets – designed to minimize any environmental contamination
- b. Do napełniania pojemnika jest stosowany oczyszczony azot / For filling getter cleaned nitrogen is used
- c. Prekursorry stałe są przelewane w komorze rękawicowej (zawartość tlenu mniej niż 1 ppm) / Solid precursors are filled in glove box (O-content less than 1ppm)